



前面



背面

【仕様】

- Cat.No. 20682906
- 型番：DVR2pro
- 測定範囲：1～1100hPa (mbar)、1～825Torr
- 測定精度：<1mbar (0.75Torr) ±1digit
- 圧力変換器：静電容量式／セラミック製ダイヤフラム
- 表示：アナログ・デジタル LCD 表示
- 自動電源 OFF 機能
- 真空表示単位：mbar・Torr・hPa
- 最高許容圧力：0.15MPa (1.5bar)
- 最高気体温度：80℃ (短時間)
- 接続：フランジ NW16、ホースノズル外径 φ8mm・12mm (交換式・標準付属)
- 電池：アルカリ乾電池 (9V)
- サイズ：115×115×56mm
- 重量：400g
- 定価：¥125,000-