

ダイヤフラム式真空ポンプ ME1 / ME1C



ダイヤフラム式真空ポンプ
ME1



ケミカルタイプ
ダイヤフラム式真空ポンプ
ME1C

到達真空度 100hPa、排気速度 11ℓ/分

アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプ
軽量・コンパクトでシンプルなデザイン

低振動・低騒音

ME1Cはガス接触部が全てフッ素樹脂系素材を採用、
耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。

オプション: マノメーター付減圧調整器

外径寸法: W121 × D247 × H145

重量: 5.0kg