

沸点自動検知機能搭載  
電磁弁・圧力センサー一体型

デジタル真空コントローラー  
CVC3000detect

- ◎沸点自動検知機能搭載で、溶媒の蒸留作業の効率向上に貢献
- ◎一体型で現在ご使用の真空ポンプとエバポレーターの間に接続するだけ
- ◎内蔵の逆止弁により1台の真空ポンプに複数台のコントローラーを接続可能

※沸点自動検知機能をご使用の際は、ポンプとエバポレーターなどの機器を一対一でご使用ください。  
※複数台接続の場合は、接続機器の減圧に十分な真空ポンプ能力が必要です。



Desktop version  
(専用架台付属)



Stand version  
(スタンドロッド付属)

[ 特徴 ]

- 沸点自動検知機能搭載(専用機能)
- 電磁弁・圧力センサーをコンパクトに一体化
- 圧力センサー、電磁弁とも耐薬品仕様
- VENTバルブ内蔵
- 逆止弁内蔵
- RS-232Cインターフェイス搭載
- hPa・mbar・Torr切替表示可能
- 日本語表示対応

[ 仕様 ]

- 制御範囲: 1060~1hPa
- 測定範囲: 1080~0.1hPa
- 測定精度: ±1hPa (温度係数<0.07hPa/K)
- 吸排気口: ノズル外径8mm/12mm
- 外径寸法: W162×H174×D181mm(Desktop version)
- 重 量: 1.5kg(Desktop version・ACアダプター除く)